



## PORTACOUNT FIT-TESTER

# 8038 - 8048

In conformità con  
OSHA, CSA, HSE, INRS e ANSI  
per tutti i respiratori a tenuta  
stagna e per **TUTTE LE  
MASCHERINE MONOUSO**  
comprese le serie N95, N99,  
N100, FFP1, FFP2 ed FFP3.

01

### VELOCE

riscontro immediato dei test  
Nuovo protocollo OSHA - Fast Fit Test  
4 Steps anziché 8 Steps  
calcolo del Fit Factor in 2' e 29"

02


### AFFIDABILE

conteggio particelle con dimensioni  
**da 20 nm ad 1 µm**  
sia all'esterno che all'interno del  
respiratore

03

### FACILE DA USARE

procedura guidata e animata  
che suggerisce step-by-step le  
operazioni da effettuare



I Coronavirus hanno morfologia rotondeggiante e  
dimensioni di **100 - 150 nm** di diametro  
(circa 60 volte più piccolo del diametro di un capello umano)



## APPLICAZIONI

- Test Quantitativo di tenuta/adattamento del respiratore (QNFT: QuaNtitative Fit Test)
- Fit Test sulle maschere mezzo-facciali o semi-maschere
- Fit Test sulle maschere pieno-facciali
- Fit Test su tutte le mascherine facciali filtranti monouso (FFP1, FFP2, FFP3)
- Fit Test sui respiratori SCBA
- Fit Test sulle maschere antigas
- Fit Test sui respiratori PAPR